

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### oYo-Link Azide-TAMRA Antibody Labeling Reagent - Labels 100ug ATR-AT3002-TAMRA

Artikelname	oYo-Link Azide-TAMRA Antibody Labeling Reagent - Labels 100ug
Artikelnummer	ATR-AT3002-TAMRA
Hersteller Artikelnummer	AT3002-TAMRA
Alternativnummer	ATR-AT3002-TAMRA
Hersteller	AlphaThera
Kategorie	Antikörper
Applikation	QPA
Konjugation	Azide-TAMRA
Produktbeschreibung	NOTE: It is important to perform the click-reaction with DBCO-x first, prior to antibody conjugation. UV illumination will damage the Azide activity and thus antibody conjugation should only be performed after the click-reaction. Research Use Only Ap...
Konzentration	270 µg/mL
Molekulargewicht	8 kDa
Tag	Azide-TAMRA
Puffer	PBS
Formulierung	Dried pellet