

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **oYo-Link Azide-TAMRA Antibody Labeling Reagent - Labels 100ug ATR-AT3002-TAMRA**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikelname              | oYo-Link Azide-TAMRA Antibody Labeling Reagent - Labels 100ug   |
| Artikelnummer            | ATR-AT3002-TAMRA  |
| Hersteller Artikelnummer | AT3002-TAMRA  |
| Alternativnummer         | ATR-AT3002-TAMRA  |
| Hersteller               | AlphaThera  |
| Kategorie                | Antikörper  |
| Applikation              | QPA   |
| Konjugation              | Azide-TAMRA   |
| Produktbeschreibung      | NOTE: It is important to perform the click-reaction with DBCO-x first, prior to antibody conjugation. UV illumination will damage the Azide activity and thus antibody conjugation should only be performed after the click-reaction. Research Use Only Ap... |
| Konzentration            | 270 µg/mL   |
| Molekulargewicht         | 8 kDa   |
| Tag                      | Azide-TAMRA   |
| Puffer                   | PBS   |
| Formulierung             | Dried pellet  |