

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

TE-2 Lysate NBS-PAT-ROPZ6R-100

Artikelname	TE-2 Lysate
Artikelnummer	NBS-PAT-ROPZ6R-100
Hersteller Artikelnummer	PAT-ROPZ6R-100
Alternativnummer	NBS-PAT-ROPZ6R-100
Hersteller	Nordic BioSite
Kategorie	Zellen/Zellkultur
Applikation	WB
Spezies Reaktivität	Human
Produktbeschreibung	TE-2 cells are derived from human squamous cell carcinoma of the esophagus. The TE cell line series are established in late 1970s and early 1980s by Nishihira et al. in Japan, is one of the first esophageal cancer cell line series that was used throu...
Konzentration	2 mg/ml
Puffer	Liquid. In SDS-PAGE Sample Buffer (0.12M Tris-HCl pH6.8, 0.4% SDS, 5% Glycerol, 1% beta-mercaptoethanol, 0.02% Bromophenol blue)
Anwendungsbeschreibung	Heat lysate to 95C for 5 minutes and rapidly cooling before use.