

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Horse Serum Affinity Resin (For the removal of cross-reactivity to horse immunoglobulins)** **IMU-GE-096**

Artikelname	Horse Serum Affinity Resin (For the removal of cross-reactivity to horse immunoglobulins)
Artikelnummer	IMU-GE-096
Hersteller Artikelnummer	GE-096
Alternativnummer	IMU-GE-096
Hersteller	ImmunoReagents
Kategorie	Zellen/Zellkultur
Konzentration	>10 mg protein/ml resin
Puffer	10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Formulierung	Liquid solution containing 4% agarose beads