

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Pseudotyped ?G-SEAP (G\*?G-SEAP) rVSV w/ pCAGGS-G-Kan KER-EH1036-PM**

Artikelname	Pseudotyped ?G-SEAP (G*?G-SEAP) rVSV w/ pCAGGS-G-Kan
Artikelnummer	KER-EH1036-PM
Hersteller Artikelnummer	EH1036-PM
Alternativnummer	KER-EH1036-PM
Hersteller	Kerafast