

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Fixation/Permeabilization, (buffer) ENZ-ADI-950-010-100

| | |
|--------------------------|--|
| Artikelname | Fixation/Permeabilization, (buffer) |
| Artikelnummer | ENZ-ADI-950-010-100 |
| Hersteller Artikelnummer | ADI-950-010-100 |
| Alternativnummer | ENZ-ADI-950-010-100-100 |
| Hersteller | Enzo Life Sciences |
| Kategorie | Sonstiges |
| Applikation | FC |
| Produktbeschreibung | Fixation/Permeabilization, (buffer)... |
| Reinheit | Purified |
| Formulierung | Liquid. PBS, pH 7.2, containing 4% formaldehyde and 0.1% saponin. |
| Anwendungsbeschreibung | Intended for use in simultaneously fixing and permeabilizing cells in one step to facilitate immunostaining and subsequent analysis of intracellular proteins using flow cytometry. This buffer can be used as an alternative to a two step process with fixat |