

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Phospho-ATM Sampler Kit MBS8501108-5X0.05

Artikelname	Phospho-ATM Sampler Kit
Artikelnummer	MBS8501108-5X0.05
Hersteller Artikelnummer	MBS8501108-5x0.05
Alternativnummer	MBS8501108-5X0.05
Hersteller	MyBiosource
Kategorie	Kits/Assays
Reinheit	The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific phosphopeptide. The antibody against non-phosphopeptide was removed by chromatography using non-phosphopeptide corresponding to the phosphorylation
Formulierung	Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg ²⁺ and Ca ²⁺), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.