

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **10 X Concentrate Diluent Buffer For Dab Membrane Substrate, Unconjugated ROC-DAB-B50**

Artikelname	10 X Concentrate Diluent Buffer For Dab Membrane Substrate, Unconjugated
Artikelnummer	ROC-DAB-B50
Hersteller Artikelnummer	DAB-B50
Alternativnummer	ROC-DAB-B50
Hersteller	Rockland Immunochemicals
Kategorie	Sonstiges
Konjugation	Unconjugated
Formulierung	Liquid - clear
Application Verdünnung	IHC: 1X, WB: 1X
Anwendungsbeschreibung	Recommended to be used with DAB-10.