

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Stable DAB/Plus ROC-K047

Artikelname	Stable DAB/Plus
Artikelnummer	ROC-K047
Hersteller Artikelnummer	K047
Alternativnummer	ROC-K047
Hersteller	Rockland Immunochemicals
Kategorie	Sonstiges
Applikation	IHC
Formulierung	Liquid
Anwendungsbeschreibung	Stable DAB/Plus offers several noteworthy improvements and benefits as compared with traditional working DAB solutions. Stable DAB/Plus is much more sensitive, providing the cost-effective option of diluting the primary antibody. Being stable for 5 days