

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Protein Molecular Weight Marker, Unconjugated ROC-MB-201-2000

Artikelname	Protein Molecular Weight Marker, Unconjugated
Artikelnummer	ROC-MB-201-2000
Hersteller Artikelnummer	MB-201-2000
Alternativnummer	ROC-MB-201-2000
Hersteller	Rockland Immunochemicals
Kategorie	Proteine/Peptide
Applikation	SDS-PAGE
Konjugation	Unconjugated
Konzentration	1X
Puffer	2.5 mM Tris-HCl, pH 6.8, 2% (w/v) SDS, 250 mM NaCl, 1mM EDTA, 4% (v/v) beta-Mercaptoethanol, 35% (v/v) Glycerol and 0.05% (w/v) bromophenol blue
Formulierung	Liquid (in 1x Loading Buffer)
Anwendungsbeschreibung	Protein Molecular Weight Marker has been tested and is designed for use in accurate estimation of protein molecular weight in SDS-polyacrylamide gel electrophoresis and western blotting. Thaw the cocktail at room temperature. Gently invert vial several t