

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Sapphire Prestained Protein Standard 10-180kDa, Unconjugated ROC-MB-212-0500

Artikelname	Sapphire Prestained Protein Standard 10-180kDa, Unconjugated
Artikelnummer	ROC-MB-212-0500
Hersteller Artikelnummer	MB-212-0500
Alternativnummer	ROC-MB-212-0500
Hersteller	Rockland Immunochemicals
Kategorie	Proteine/Peptide
Applikation	SDS-PAGE, WB
Konjugation	Unconjugated
Puffer	See application note.
Formulierung	Liquid (in 1x Loading Buffer)
Anwendungsbeschreibung	Sapphire Prestained Protein Standard 10-180kDa is supplied in gel loading buffer and is ready to use. Do not heat, dilute, add reducing agent before loading. Suggested load volumes: 3 µl or 5 µl per loading for clear visualization during electrophoresis