

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

SEPHAROSE(TM) PROTEIN A/G, Sepharose ROC-PAG50-00-0002

Artikelname	SEPHAROSE(TM) PROTEIN A/G, Sepharose
Artikelnummer	ROC-PAG50-00-0002
Hersteller Artikelnummer	PAG50-00-0002
Alternativnummer	ROC-PAG50-00-0002
Hersteller	Rockland Immunochemicals
Kategorie	Proteine/Peptide
Konjugation	Sepharose
NCBI	19909
UniProt	P19909
Puffer	20% (v/v) Ethanol
Formulierung	Suspension of agarose beads
Application Verdünnung	IP: User optimized, WB: User Optimized
Anwendungsbeschreibung	Protein A/G resin may also be used to pull down antibody:antigen complexes in immunoprecipitation experiments. This product is suitable for use at 20 µL per immunoprecipitation reaction.