

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Ramos Cell Nuclear Extract, Unconjugated ROC-W09-001-GK5

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname | Ramos Cell Nuclear Extract, Unconjugated |
| Artikelnummer | ROC-W09-001-GK5 |
| Hersteller Artikelnummer | W09-001-GK5 |
| Alternativnummer | ROC-W09-001-GK5 |
| Hersteller | Rockland Immunochemicals |
| Kategorie | Zellen/Zellkultur |
| Konjugation | Unconjugated |
| Konzentration | 4.0 mg/mL by modified Lowry assay |
| Puffer | 1X RIPA Buffer with HALT Protease and Phosphatase Inhibitors |
| Quelle | Human |
| Formulierung | Liquid (sterile filtered) |
| Application Verdünnung | ChIP: User Optimized, IP: User Optimized, WB: User Optimized |
| Anwendungsbeschreibung | Multi-purpose Ramos nuclear extracts are especially prepared as positive control for multiple assays including western blot, immunoprecipitation (IP), capture ELISA or other assays requiring native protein sample. For separation by SDS-PAGE and subsequent |