

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Link-Dtech 600-Sm (Orange), Bright-Dtech 600 Preis auf Anfrage PDT-LDT600

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | Link-Dtech 600-Sm (Orange), Bright-Dtech 600 Preis auf Anfrage |
| Artikelnummer | PDT-LDT600 |
| Hersteller Artikelnummer | LDT600 |
| Alternativnummer | PDT-LDT600-2,PDT-LDT600-200,PDT-LDT600-8 |
| Hersteller | Poly-Dtech |
| Kategorie | Kits/Assays |
| Applikation | DOT, FLISA, LF, TR-FRET, WB |
| Konjugation | Bright-Dtech 600 |
| Produktbeschreibung | Link-Dtech 600-Sm (Orange), Bright-Dtech 600... |
| Konzentration | 1x10 ⁻⁸ M |
| Sensitivitaet | 1x10 ⁻¹³ M or Possibility < 1 pg/mL |
| Formulierung | Liquid |
| Proben | Serum, Plasma, Cell supernatant, urine, other biological fluids |
| Application Verdünnung | 1/10 to 1/1000 |
| Anwendungsbeschreibung | 4-8 C after coupling |