

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Link-Dtech 600-Sm (Orange), Bright-Dtech 600 Preis auf Anfrage PDT-LDT600

Artikelname	Link-Dtech 600-Sm (Orange), Bright-Dtech 600 Preis auf Anfrage
Artikelnummer	PDT-LDT600
Hersteller Artikelnummer	LDT600
Alternativnummer	PDT-LDT600-2,PDT-LDT600-200,PDT-LDT600-8
Hersteller	Poly-Dtech
Kategorie	Kits/Assays
Applikation	DOT, FLISA, LF, TR-FRET, WB
Konjugation	Bright-Dtech 600
Produktbeschreibung	Link-Dtech 600-Sm (Orange), Bright-Dtech 600...
Konzentration	1x10 ⁻⁸ M
Sensitivitaet	1x10 ⁻¹³ M or Possibility < 1 pg/mL
Formulierung	Liquid
Proben	Serum, Plasma, Cell supernatant, urine, other biological fluids
Application Verdünnung	1/10 to 1/1000
Anwendungsbeschreibung	4-8 C after coupling