

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Go-Go(TM) Fast DNA Gel Running Buffer, 50X BOT-41039-500ML**

Artikelname	Go-Go(TM) Fast DNA Gel Running Buffer, 50X
Artikelnummer	BOT-41039-500ML
Hersteller Artikelnummer	41039-500ML
Alternativnummer	BOT-41039-500ML
Hersteller	Biotium
Kategorie	Molekularbiologie
Produktbeschreibung	Go-Go Fast(TM) DNA Gel Running Buffer is a high voltage running buffer for agarose gel electrophoresis. With Go-Go Fast(TM), you can run DNA gels up to 300V for 3X faster run times compared to TBE or TAE gels and superior DNA resolution.500 mL of 50X...
Quelle	Synthetic