

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Borealis Arrestin V2R Assay - 30mL** **MTM-D2000G-030**

Artikelname	Borealis Arrestin V2R Assay - 30mL
Artikelnummer	MTM-D2000G-030
Hersteller Artikelnummer	D2000G-030
Alternativnummer	MTM-D2000G-030
Hersteller	Montana Molecular
Kategorie	Kits/Assays
Produktbeschreibung	Measure arrestin signaling kinetics in real time with the live cell, fluorescent Borealis arrestin - Vasopressin Receptor (V2R) assay. Add the unmodified V2R receptor and Borealis sensor to cells and measure robust signals the next day on an automate...