

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Borealis Arrestin 5-HT2AR Assay - 30mL MTM-D2070G-030

Artikelname	Borealis Arrestin 5-HT2AR Assay - 30mL
Artikelnummer	MTM-D2070G-030
Hersteller Artikelnummer	D2070G-030
Alternativnummer	MTM-D2070G-030
Hersteller	Montana Molecular
Kategorie	Kits/Assays
Produktbeschreibung	Measure arrestin signaling kinetics in real time with the live cell, fluorescent Borealis arrestin - 5-HT2A receptor assay. Add the unmodified 5-HT2A receptor and Borealis sensor to cells and measure robust signals the next day on an automated plate ...