

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Borealis Arrestin PAR2 Assay - 30mL** **MTM-D2090G-030**

Artikelname	Borealis Arrestin PAR2 Assay - 30mL
Artikelnummer	MTM-D2090G-030
Hersteller Artikelnummer	D2090G-030
Alternativnummer	MTM-D2090G-030
Hersteller	Montana Molecular
Kategorie	Kits/Assays
Produktbeschreibung	Measure arrestin signaling kinetics in real time with the live cell, fluorescent Borealis arrestin - PAR2 assay. Add the unmodified PAR2 receptor and Borealis sensor to cells and measure robust signals the next day on an automated plate reader or flu...