

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Red Upward DAG Assay - 30mL MTM-U0300R-030

Artikelname	Red Upward DAG Assay - 30mL
Artikelnummer	MTM-U0300R-030
Hersteller Artikelnummer	U0300R-030
Alternativnummer	MTM-U0300R-030
Hersteller	Montana Molecular
Kategorie	Kits/Assays
Produktbeschreibung	Measure diacylglycerol (DAG) signaling kinetics, screen GPCRs for Gq activity, and more with this live cell fluorescent assay. Add the DAG sensor to your cells and measure robust signals after 30 hours on an automated plate reader or fluorescence ima...