

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Green Gi cADDIs cAMP Assay - 30mL** **MTM-X0200G-030**

Artikelname	Green Gi cADDIs cAMP Assay - 30mL
Artikelnummer	MTM-X0200G-030
Hersteller Artikelnummer	X0200G-030
Alternativnummer	MTM-X0200G-030
Hersteller	Montana Molecular
Kategorie	Kits/Assays
Produktbeschreibung	Measure cyclic AMP (cAMP) signaling kinetics, screen GPCRs for Gi activity, and more with the live cell, fluorescent, cADDIs cAMP assay. Add the cADDIs sensor to your cells and measure robust signals the next day on an automated plate reader or fluor...