

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Monosan HIER Tris-EDTA Buffer pH 8,0(10x), for 5.000 ml MON-APP162

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | Monosan HIER Tris-EDTA Buffer pH 8,0(10x), for 5.000 ml |
| Artikelnummer | MON-APP162 |
| Hersteller Artikelnummer | MON-APP162 |
| Alternativnummer | MON-APP162 |
| Hersteller | Monosan |
| Kategorie | Sonstiges |
| Applikation | IF, IHC-Fr, IHC-P |
| Produktbeschreibung | Immunohistochemical staining procedures consist of sequential incubation steps with blocking solutions, antibodies and secondary reagents, enzymes and chromogenic substrates carried out on tissue sections. These tissue sections are mostly prepared ou... |