

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

BrightVision, 2 steps detection system goat anti-mouse/rabbit AP MON-APP904

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | BrightVision, 2 steps detection system goat anti-mouse/rabbit AP |
| Artikelnummer | MON-APP904 |
| Hersteller Artikelnummer | MON-APP904 |
| Alternativnummer | MON-APP904 |
| Hersteller | Monosan |
| Kategorie | Sonstiges |
| Applikation | IHC-P |
| Produktbeschreibung | The BrightVision detection system peroxidase Goat Anti-Mouse/Rabbit AP, is a Ready-to-Use system that has been manufactured to give an optimal staining, when using the protocol advised in this IFU. Prior to staining some routine fixed, paraffin-embed... |