

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

BrightVision, 1 step detection system goat anti-mouse HRP / goat anti-rabbit AP MON-APP914

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | BrightVision, 1 step detection system goat anti-mouse HRP / goat anti-rabbit AP |
| Artikelnummer | MON-APP914 |
| Hersteller Artikelnummer | MON-APP914 |
| Alternativnummer | MON-APP914 |
| Hersteller | Monosan |
| Kategorie | Sonstiges |
| Applikation | IHC-P |
| Produktbeschreibung | The BrightVision detection system, peroxidase Goat Anti-Mouse HRP/Goat anti-Rabbit AP, is a Ready-to-Use system that has been manufactured to give an optimal staining, when using the protocol advised in this IFU. Prior to staining some routine fixed,... |