

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### EbbaBiolight 540 (Aqueous) EBB-E540-A-10

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Artikelname              | EbbaBiolight 540 (Aqueous)   |
| Artikelnummer            | EBB-E540-A-10  |
| Hersteller Artikelnummer | E540-A-10  |
| Alternativnummer         | EBB-E540-A-10  |
| Hersteller               | Ebba Biotech   |
| Kategorie                | Sonstiges  |
| Produktbeschreibung      | Optotracer, fluorescent tracer molecule...   |
| Konzentration            | 1 mg/ml  |
| Molekulargewicht         | 698,8 g/mol  |
| Sensitivitaet            | nM   |
| Pubmed                   | <a href=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10 target=_blank rel=nofollow>10   |
| Puffer                   | Aqueous  |
| Reinheit                 | > 95%  |
| Formulierung             | Liquid   |
| Proben                   | Agar plate colonies, liquid cultures, live cultures, Dried steaks  |
| Target-Kategorie         | gram negatives: extracellular matrix components (cellulose, curli)<br>gram positives: peptidoglycan, lipoteichoic acids, wall teichoic acids |
| Application Verdünnung   | 1:1000   |

Anwendungsbeschreibung

Dilute 1:1000.