

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### THAP11 Peptide PRS-42-208P

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | THAP11 Peptide                                                                                                                                                                                                                                                |
| Artikelnummer            | PRS-42-208P                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | 42-208P                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alternativnummer         | PRS-42-208P-0.1                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hersteller               | ProSci                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kategorie                | Proteine/Peptide                                                                                                                                                                                                                                              |
| Applikation              | Blocking                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NCBI                     | <a href="#">57215</a>                                                                                                                                                                                                                                         |
| UniProt                  | <a href="#">Q96EK4</a>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Puffer                   | THAP11 peptide is supplied as 100 µg of dried peptide. When the peptide is reconstituted in 200 µL water, the concentration will be 0.5 mg/mL.                                                                                                                |
| Formulierung             | Lyophilized                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anwendungsbeschreibung   | THAP11 Peptide is used for blocking the activity of THAP11 antibody (catalog number 42-208). The THAP11 antibody ships at 0.5 mg/mL and the THAP11 Peptide ships as a 100 ug pellet. When peptide is reconstituted in 200 uL water, the concentration will be |