

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

SARS-CoV-2 WT Pseudovirus PRS-95-200

| | |
|--------------------------|--|
| Artikelname | SARS-CoV-2 WT Pseudovirus |
| Artikelnummer | PRS-95-200 |
| Hersteller Artikelnummer | 95-200 |
| Alternativnummer | PRS-95-200-1.0 |
| Hersteller | ProSci |
| Kategorie | Sonstiges |
| Applikation | NeA |
| NCBI | 43740568 |
| UniProt | P0DTC1 |
| Puffer | DMEM/10% FBS |
| Quelle | HEK293 cells |
| Formulierung | Liquid |
| Anwendungsbeschreibung | Protocol: click here to download 1. Require BSL-2 or higher working environment 2. 5 µL per application (96-well plate) with at least 0.3 X 10 ⁶ |