

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Trident Membrane Protein Extraction Kit GTX16373

Artikelname	Trident Membrane Protein Extraction Kit
Artikelnummer	GTX16373
Hersteller Artikelnummer	GTX16373
Alternativnummer	GTX16373-5,GTX16373-20
Hersteller	GeneTex
Kategorie	Sonstiges
Applikation	ELISA, IP, WB
Anwendungsbeschreibung	1. Read the entire protocol carefully. 2. Before experiment, thaw buffer A or/and buffer B completely, invert the bottles a few times and keep them on ice. Place the filter cartridges in collection tubs, and pre-chill on ice. Pre-chill PBS on ice.