

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Trident Blue Prestained Protein Ladder GTX16376

Artikelname	Trident Blue Prestained Protein Ladder
Artikelnummer	GTX16376
Hersteller Artikelnummer	GTX16376
Alternativnummer	GTX16376-500
Hersteller	GeneTex
Kategorie	Sonstiges
Applikation	WB
Formulierung	Liquid
Anwendungsbeschreibung	3 µl or 5 µl per loading for clear visualization during electrophoresis on 15-well or 10-well mini-gel, respectively. 1.5~2.5 µl per well for general Western transferring. Apply more for thicker (> 1.5 mm) or larger gel.