

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Semaphorin 3E (internal) blocking peptide GTX89180-PEP

Artikelname	Semaphorin 3E (internal) blocking peptide
Artikelnummer	GTX89180-PEP
Hersteller Artikelnummer	GTX89180-PEP
Alternativnummer	GTX89180-PEP-100
Hersteller	GeneTex
Kategorie	Proteine/Peptide
Spezies Reaktivität	Human
Sensitivitaet	The peptide was used in the production of GTX89180.
NCBI	<a href="#">9723</a>
Puffer	Reconstitute with 200µl distilled water to obtain a 0.5mg/ml peptide solution. Lyophilized from 5% (v/v) acetonitrile/H2O, no preservative.
Formulierung	Lyophilized powder
Sequenz	C-NGGRYGTTKDYPDD