

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Fluorescent Dye 350-I Streptavidin ABN-U0275

Artikelname	Fluorescent Dye 350-I Streptavidin
Artikelnummer	ABN-U0275
Hersteller Artikelnummer	U0275
Alternativnummer	ABN-U0275-200
Hersteller	Abnova
Kategorie	Sonstiges
Applikation	Conjugation
Produktbeschreibung	Fluorescence Dye 350-I with Streptavidin conjugate. Protein conjugates prepared with Fluorescence Dye 350-I are bright with fluorescence unaffected by pH in the physiological range (pH 4-10)....
Puffer	Water
Application Verdünnung	Labeling via Streptavidin for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis. For most fluorescent streptavidin applications, a concentration of 1-20 ug/mL is sufficient. The optimal working dilution should be determined by the