

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

3-OH AG(cap1) ABN-U0452

| | |
|--------------------------|--|
| Artikelname | 3-OH AG(cap1) |
| Artikelnummer | ABN-U0452 |
| Hersteller Artikelnummer | U0452 |
| Alternativnummer | ABN-U0452-100 |
| Hersteller | Abnova |
| Kategorie | Sonstiges |
| Produktbeschreibung | 3-OH AG(cap1) is used to form a Cap 1 structure by capping the 5 end of the mRNA during in vitro transcription.... |
| Konzentration | 100 mM |
| Formulierung | Liquid |
| Application Verdünnung | In Vitro TranscriptionThe optimal working dilution should be determined by the end user. |