

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Mouse kidney tissue lysate (non-denatured) ABN-L030W2

Artikelname	Mouse kidney tissue lysate (non-denatured)
Artikelnummer	ABN-L030W2
Hersteller Artikelnummer	L030W2
Alternativnummer	ABN-L030W2-200
Hersteller	Abnova
Wirt	Mouse
Kategorie	Zellen/Zellkultur
Applikation	IP, WB
Spezies Reaktivität	Mouse
Produktbeschreibung	Whole tissue lysate (non-denatured)....
Puffer	In modified RIPA Lysis Buffer.
Quelle	Kidney
Application Verdünnung	Use it directly for immuno-precipitation, or heat lysate with SDS gel loading buffer to 95C for 5 minutes followed by rapid cooling for western blot application. If dissociating conditions are required, add reducing agent prior to heating.