

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Lung Diabetic Disease Lysate BYT-ORB1672504

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Lung Diabetic Disease Lysate                                                                     |
| Artikelnummer            | BYT-ORB1672504                                                                                   |
| Hersteller Artikelnummer | orb1672504                                                                                       |
| Alternativnummer         | BYT-ORB1672504-0.1                                                                               |
| Hersteller               | Biorbyt                                                                                          |
| Kategorie                | Zellen/Zellkultur                                                                                |
| Applikation              | WB                                                                                               |
| Produktbeschreibung      | Lung Diabetic Disease Lysate...                                                                  |
| Konzentration            | 2 mg/mL or better                                                                                |
| Puffer                   | HEPES pH 7.9, MgCl <sub>2</sub> , KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, and NP-40.  |
| Quelle                   | Diseased. Human. Lung. Human Lung tissue. Diseased                                               |
| Formulierung             | Liquid                                                                                           |
| Anwendungsbeschreibung   | Lung lysate is for use in Western blotting, 10 µg to 20 µg per lane is recommended for mini gel. |