

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### DENV Antibody (BF750), Rabbit, Polyclonal BYT-ORB2516415

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | DENV Antibody (BF750), Rabbit, Polyclonal                                       |
| Artikelnummer            | BYT-ORB2516415                                                                  |
| Hersteller Artikelnummer | orb2516415                                                                      |
| Alternativnummer         | BYT-ORB2516415-100                                                              |
| Hersteller               | Biorbyt                                                                         |
| Wirt                     | Rabbit                                                                          |
| Kategorie                | Antikörper                                                                      |
| Applikation              | ICC, IF, IHC-Fr, IHC-P, WB                                                      |
| Immunogen                | KLH conjugated synthetic peptide derived from human DENV-2 NS1 (801-900/3391aa) |
| Konjugation              | BF750                                                                           |
| Produktbeschreibung      | DENV Antibody (BF750)...                                                        |
| Klonalität               | Polyclonal                                                                      |
| Konzentration            | 1mg/ml                                                                          |
| UniProt                  | <a href="#">P30026</a>                                                          |
| Puffer                   | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% rAlbumin, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol.          |
| Target-Kategorie         | DENV                                                                            |

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Application Verdünnung | ICC/IF=1:100-500, IF=1:100-500, IHC-F=1:100-500, IHC-P=1:100-500, WB=1:500-2000 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|