

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

blueTEV Cleavage Kit, E. coli TRZ-P2020-CK3

Artikelname	blueTEV Cleavage Kit, E. coli
Artikelnummer	TRZ-P2020-CK3
Hersteller Artikelnummer	P2020-CK3
Alternativnummer	TRZ-P2020-CK3
Hersteller	trenzyme
Wirt	E. coli
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	Including: 1 x blueTEV (P2020-137) 1 x Cleavage and tag control protein (P2020-141) Performance of cleavage conditions can be easily controlled and visualized by SDS-PAGE using the Cleavage and tag control protein. TEV cleavage results in two cleavag...
Molekulargewicht	53,7 kDa / 90,5 kDa
UniProt	Q0GDU8
Puffer	blueTEV: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 5% Trehalose, pH 8.0, Cleavage and tag control protein: PBS, pH 7.4
Reinheit	> 85% as determined by SDS-PAGE
Formulierung	lyophilized

Sequenz	blueTEV: KGPRDYNPISSSICHLTNE SDGHTTSLYGIGFGPFIITNKHLFRRNNGTLVVQSL HG VFK VKDTTTLQQLVDGRDMMIIRMPKDFPPFPQKLKFRPQREERICLVTTNFQTK SMSSMV SDTSCTFSPGDGIFWKHWIQTKDGQCGSPLVSTRDGFIVGIHSASNFTNTNNY FTSVPKN FMELLTNQEAQQWVSGWRLNADSVLWGGHKVFMVKPEEPFQPVKEATQLM NE
Formel	blueTEV: pH 8.0, Cleavage and tag control protein: pH 7.4