

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

ToxinEraser(TM) Endotoxin Removal Kit GSC-L00338

Artikelname	ToxinEraser(TM) Endotoxin Removal Kit
Artikelnummer	GSC-L00338
Hersteller Artikelnummer	L00338
Alternativnummer	GSC-L00338
Hersteller	Genscript
Kategorie	Proteine/Peptide
Lagerung	For storage of the column, wash the column with 10 ml of equilibration buffer and allow the column to drain completely. Add 1.5 ml of regeneration buffer supplemented with 0.02% sodium azide. Store at 2°C to 8°C. Do not freeze.