

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### ToxinSensor(TM) Chromogenic LAL Endotoxin Assay Kit GSC-L00350

|                          |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | ToxinSensor(TM) Chromogenic LAL Endotoxin Assay Kit                                                                                                                                        |
| Artikelnummer            | GSC-L00350                                                                                                                                                                                 |
| Hersteller Artikelnummer | L00350                                                                                                                                                                                     |
| Alternativnummer         | GSC-L00350                                                                                                                                                                                 |
| Hersteller               | Genscript                                                                                                                                                                                  |
| Kategorie                | Proteine/Peptide                                                                                                                                                                           |
| Lagerung                 | The kit should be stored dry at room temperature for up to one month. For longer storage, the kit can be kept at 2-8°C for up to one year. Do not freeze the kit or any of its components. |