

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Mouse Trypsinogen Activation Peptide (TAP) ELISA Kit RDD-RDR-TAP-MU

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelname | Mouse Trypsinogen Activation Peptide (TAP) ELISA Kit |
| Artikelnummer | RDD-RDR-TAP-MU |
| Hersteller Artikelnummer | RDR-TAP-Mu |
| Alternativnummer | RDD-RDR-TAP-MU-48,RDD-RDR-TAP-MU-96 |
| Hersteller | reddot Biotech |
| Wirt | Mouse |
| Kategorie | Kits/Assays |
| Applikation | ELISA |
| Spezies Reaktivität | Mouse |
| Detektionsbereich | 0.156-10ng/mL |
| Sensitivitaet | 0.041ng/mL |
| Formulierung | Ready to Use |
| Proben | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids. |