

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### TMB X-tra-Prestained KEM-4810H

Artikelname	TMB X-tra-Prestained
Artikelnummer	KEM-4810H
Hersteller Artikelnummer	4810H
Alternativnummer	KEM-4810H-100ML
Hersteller	Kementec
Kategorie	Sonstiges
Applikation	ELISA
Formulierung	Ready-to-use (RTU)
Lagerung	2-8°C in the dark
Anwendungsbeschreibung	HRP in ELISA - high sensitivity - stained pink