

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

TMB X-tra-Prestained KEM-4810H

| | |
|--------------------------|--|
| Artikelname | TMB X-tra-Prestained |
| Artikelnummer | KEM-4810H |
| Hersteller Artikelnummer | 4810H |
| Alternativnummer | KEM-4810H-100ML |
| Hersteller | Kementec |
| Kategorie | Sonstiges |
| Applikation | ELISA |
| Formulierung | Ready-to-use (RTU) |
| Lagerung | 2-8°C in the dark |
| Anwendungsbeschreibung | HRP in ELISA - high sensitivity - stained pink |