

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Anti-FITC (Fluorescein isothiocyanate) (Unconjugated), IgM kappa, Clone: LO-FLUO SYN-LO-FLUO-P-10**

Artikelname	Anti-FITC (Fluorescein isothiocyanate) (Unconjugated), IgM kappa, Clone: LO-FLUO
Artikelnummer	SYN-LO-FLUO-P-10
Hersteller Artikelnummer	LO-FLUO-P-10
Alternativnummer	SYN-LO-FLUO-P-10
Hersteller	Synabs
Wirt	Rat
Kategorie	Antikörper
Applikation	ELISA, WB
Spezies Reaktivität	Rat
Konzentration	1mg/mL
Klon-Bezeichnung	LO-FLUO
Isotyp	IgM kappa
Puffer	PBS/0,1%NaN3
Reinheit	Immunoaffinity chromatography (Purification on Mouse anti-Rat column)
Lagerung	-20°C
Formel	PBS/0,1%NaN3

Target-Kategorie	Fluorescein isothiocyanate
------------------	----------------------------