

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Anti-FITC (Fluorescein isothiocyanate) (FITC), IgM kappa, Clone: LO-FLUO SYN-LO-FLUO-FITC-1

Artikelname	Anti-FITC (Fluorescein isothiocyanate) (FITC), IgM kappa, Clone: LO-FLUO
Artikelnummer	SYN-LO-FLUO-FITC-1
Hersteller Artikelnummer	LO-FLUO-FITC-1
Alternativnummer	SYN-LO-FLUO-FITC-1
Hersteller	Synabs
Wirt	Rat
Kategorie	Antikörper
Applikation	ELISA, WB
Spezies Reaktivität	Rat
Konjugation	FITC
Konzentration	1mg/mL
Klon-Bezeichnung	LO-FLUO
Isotyp	IgM kappa
Puffer	PBS/0,1%NaN <sub>3</sub> /50%glycerol
Reinheit	Immunoaffinity chromatography (Purification on Mouse anti-Rat column)
Lagerung	-20°C
Formel	PBS/0,1%NaN <sub>3</sub> /50%glycerol

Target-Kategorie

Fluorescein isothiocyanate