

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Optima PRO Protein A 96 well Screen () (without DE) PAR-PAL-HT-PA-2

Artikelname	Optima PRO Protein A 96 well Screen () (without DE)
Artikelnummer	PAR-PAL-HT-PA-2
Hersteller Artikelnummer	PAL-HT-PA-2
Alternativnummer	PAR-PAL-HT-PA-2
Hersteller	ProteinArk
Kategorie	Kits/Assays
Produktbeschreibung	2 PRO Screen, 2 Pressure sealing plate, 4 wash/eluate collection plates (2 ml), 4 eluate collection plates (0.35 ml), 4 blotting membranes, 2 sealing mats...