

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### AMP Solution SCM-A46-09

Artikelname	AMP Solution
Artikelnummer	SCM-A46-09
Hersteller Artikelnummer	A46-09
Alternativnummer	SCM-A46-09-500
Hersteller	SignalChem
Kategorie	Sonstiges
Applikation	Kinase Assay
Produktbeschreibung	AMP Solution...
Puffer	Frozen solution of buffer containing: 25mM MOPS pH 7.2, and 0.5mM AMP.
Quelle	0.5mM AMP solution used for AMPK family kinase assays.
Formulierung	Frozen solution of buffer containing: 25mM MOPS pH 7.2, and 0.5mM AMP.
Formel	Frozen solution of buffer containing: 25mM MOPS pH 7.2, and 0.5mM AMP.