

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### cAMP Solution SCM-A47-09

Artikelname	cAMP Solution
Artikelnummer	SCM-A47-09
Hersteller Artikelnummer	A47-09
Alternativnummer	SCM-A47-09-500
Hersteller	SignalChem
Kategorie	Sonstiges
Applikation	Enzyme Assay
Produktbeschreibung	cAMP Solution...
Puffer	Frozen solution of buffer containing: 25mM MOPS pH 7.2, and 100uM cAMP.
Quelle	500ul volume of 100uM cAMP solution for different enzyme assays.
Formulierung	Frozen solution of buffer containing: 25mM MOPS pH 7.2, and 100uM cAMP.
Formel	Frozen solution of buffer containing: 25mM MOPS pH 7.2, and 100uM cAMP.