

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

ATP Stock Solution SCM-A50-09

Artikelname	ATP Stock Solution
Artikelnummer	SCM-A50-09
Hersteller Artikelnummer	A50-09
Alternativnummer	SCM-A50-09-200
Hersteller	SignalChem
Kategorie	Sonstiges
Applikation	Kinase Assay
Produktbeschreibung	ATP Stock Solution...
Puffer	Frozen solution containing: 10 mM ATP, 25 mM MOPS, pH 7.2, 12.5mM B-glycerol-phosphate, 25mM MgCl ₂ , 5mM EGTA, 2mM EDTA, 0.25mM DTT.
Quelle	10 mM ATP Stock Solution used for preparing hot ATP assay cocktail.
Formulierung	Frozen solution containing: 10 mM ATP, 25 mM MOPS, pH 7.2, 12.5mM B-glycerol-phosphate, 25mM MgCl ₂ , 5mM EGTA, 2mM EDTA, 0.25mM DTT.
Formel	Frozen solution containing: 10 mM ATP, 25 mM MOPS, pH 7.2, 12.5mM B-glycerol-phosphate, 25mM MgCl ₂ , 5mM EGTA, 2mM EDTA, 0.25mM DTT.