

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Kinase Dilution Buffer X SCM-K20-09

Artikelname	Kinase Dilution Buffer X
Artikelnummer	SCM-K20-09
Hersteller Artikelnummer	K20-09
Alternativnummer	SCM-K20-09-1,SCM-K20-09-5,SCM-K20-09-20
Hersteller	SignalChem
Kategorie	Proteine/Peptide
Applikation	Kinase Assay
Produktbeschreibung	Kinase Dilution Buffer X...
Puffer	Frozen solution of buffer containing: 40mM Tris-HCl, pH7.4, 20mM MgCl <sub>2</sub> , 2.5mM MnCl <sub>2</sub> , and 0.1mg/ml BSA.
Quelle	The working solution used for diluting kinase proteins.
Formulierung	Frozen solution of buffer containing: 40mM Tris-HCl, pH7.4, 20mM MgCl <sub>2</sub> , 2.5mM MnCl <sub>2</sub> , and 0.1mg/ml BSA.
Formel	Frozen solution of buffer containing: 40mM Tris-HCl, pH7.4, 20mM MgCl <sub>2</sub> , 2.5mM MnCl <sub>2</sub> , and 0.1mg/ml BSA.