

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### ELISA Flex: Rabbit IFN-gamma (ALP) MAB-3110-1A-6

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Artikelname              | ELISA Flex: Rabbit IFN-gamma (ALP)  |
| Artikelnummer            | MAB-3110-1A-6   |
| Hersteller Artikelnummer | 3110-1A-6   |
| Alternativnummer         | MAB-3110-1A-6   |
| Hersteller               | MABTECH   |
| Kategorie                | Kits/Assays   |
| Applikation              | ELISA   |
| Spezies Reaktivität      | Rabbit  |
| Konjugation              | ALP   |
| Produktbeschreibung      | ELISA Flex kit for quantification of IFN-gamma in solution, The rabbit IFN-gamma (IFN-gamma) ELISA Flex kit is ideal for users who want the flexibility of setting up their own ELISA assay. This product enables quantification of rabbit IFN-gamma in so... |
| Detektionsbereich        | 7-700 pg/ml   |
| NCBI                     | <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34930909">100008602</a>  |
| Pubmed                   | <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34930909">34930909</a>   |
| Target-Kategorie         | IFN-gamma   |

Anwendungsbeschreibung

Complementary Products: <https://www.mabtech.com/products/elisa-substrate-pnpp-alp-3652-p10-0>. Contents: MT327,MT318, biotin,Streptavidin-ALP,Recombinant rabbit IFN-gamma ELISA standard,Standard reconstitution buffer