

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Trident RIPA Lysis Buffer GTX-GTX400005

Artikelname	Trident RIPA Lysis Buffer
Artikelnummer	GTX-GTX400005
Hersteller Artikelnummer	GTX400005
Alternativnummer	GTX400005-100
Hersteller	GeneTex
Kategorie	Biochemikalien
Applikation	WB
Lagerung	2°C to 8°C
Application Verdünnung	This product contains 1% SDS, which is higher than what is in some other commercial RIPA lysis buffers, and should facilitate a more thorough extraction of nuclear protein. The sample may be viscous following extraction due to unsheared DNA. To decrease
Anwendungsbeschreibung	This product contains 1% SDS, which is higher than what is in some other commercial RIPA lysis buffers, and should facilitate a more thorough extraction of nuclear protein. The sample may be viscous following extraction due to unsheared DNA. To decrease t